

Značky	<b>Honeywell</b> Burdick & Jackson™	<b>Honeywell</b> Riedel-de Haën™	<b>Honeywell</b> <b>Fluka™</b>	<b>Honeywell</b>
Portfolio	<b>ROZPOUŠTĚDLA</b> Vysoce čistá rozpouštědla určená zejména pro syntézu	<b>ROZPOUŠTĚDLA</b> Vysoce čistá rozpouštědla	<b>ANALYTICKÁ ČINIDLA</b> Karl Fischer titrace, standardy, kyseliny, zásady, soli a pH pufrů	<b>STANDARDNÍ CHEMIKÁLIE</b> Rozpouštědla a anorganické sloučeniny pro běžné laboratorní použití
Produktové linie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BioSyn rozpouštědla</b> - syntézy DNA, RNA a peptidů</li> <li>• <b>Bezvodá rozpouštědla</b> - syntézy citlivé na vlhkost, organokovové analýzy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chromasolv™</b> - ideální pro chromatografii HPLC, UHPLC, LC-MS, GC, Headspace</li> <li>• <b>Rozpouštědla pro spektroskopii</b> - IR a UV-Vis aplikace</li> <li>• <b>Rozpouštědla ACS a rozpouštědla lékopisné kvality</b></li> <li>• <b>Rozpouštědla TraceSELECT</b> - rozpouštědla s nízkou koncentrací kovů pro stopové analýzy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anorganické chemikálie</b></li> <li>• <b>Standardní roztoky</b> - tlumivé a koncentrované roztoky</li> <li>• <b>Hydranal™</b> - stanovení obsahu vody Karl-Fischer titrací</li> <li>• <b>TraceSELECT kvalita</b> - anorganické sloučeniny s nízkou koncentrací kovů pro stopové analýzy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rozpouštědla</b> - ACS kvalita pro HPLC, ACS kvalita pro běžné použití, rozpouštědla pro analytické účely, histologii, chemickou syntézu a další průmyslové aplikace</li> <li>• <b>Anorganické chemikálie</b> - pro chemické syntézy, anorganická chemie - včetně základních kyselin, zásad a kovů</li> </ul>
Technologie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program recyklace a možnost opakovaného využití vratných obalů</li> </ul> <p>Omezíte tak uhlíkovou stopu výrobku a ušetříte čas a peníze</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program recyklace a možnost opakovaného využití vratných obalů</li> </ul> <p>Omezíte tak uhlíkovou stopu výrobku a ušetříte čas a peníze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honeywell LabReady™</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garance kvality - speciální technologie balení hygroskopických anorganických chemikálií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost dodání ve velkých objemech</li> <li>• Přizpůsobení požadavkům výroby zákazníka</li> </ul>

Více najdete na [www.lab-honeywell.com](http://www.lab-honeywell.com) nebo na [www.labicom.cz](http://www.labicom.cz)

Bližší informace Vám poskytne naše produkt manažerka paní Mgr. Jana Kaufmanová, [jana.kaufmanova@labicom.cz](mailto:jana.kaufmanova@labicom.cz)