

Kalibrační roztoky

Katalogové číslo	Popis produktu
pH	
MA9001	Pufr pH 1,68; 230 mL
MA9004	Pufr pH 4,01; 230 mL
MA9006	Pufr pH 6,86; 230 mL
MA9007	Pufr pH 7,01; 230 mL
MA9009	Pufr pH 9,18; 230 mL
MA9010	Pufr pH 10,01; 230 mL
MA9112	Pufr pH 12,45; 230 mL
M10004B	Pufr pH 4,01; 25 x sáček 20 mL
M10007B	Pufr pH 7,01; 25 x sáček 20 mL
M100010B	Pufr pH 10,01; 25 x sáček 20 mL
Vodivost	
MA9060	Kalibrační roztok pro vodivost 12.880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
MA9061	Kalibrační roztok pro vodivost 1.413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
MA9063	Kalibrační roztok pro vodivost 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
MA9064	Kalibrační roztok pro vodivost 80.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
MA9065	Kalibrační roztok pro vodivost 111,8 mS/cm, 230 mL
MA9069	Kalibrační roztok pro vodivost 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
M10030B	Kalibrační roztok pro vodivost 12.880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 25 x sáček 20 mL
M10031B	Kalibrační roztok pro vodivost 1.413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 25 x sáček 20 mL
Chlorid sodný	
MA9066	100% roztok chloridu sodného, 230 mL
Rozpuštěný kyslík	
MA9070	Roztok s nulovou hodnotou rozp. kyslíku, 500 mL + 12 g
TDS (celkové rozpuštěné soli)	
MA9062	Kalibrační roztok TDS 1.382 ppm, 230 ml
M10032B	Kalibrační roztok TDS 1.332 ppm, 25 x sáček 20 mL
M10038B	Kalibrační roztok TDS 6,44 ppt, 25 x sáček 20 mL
Vodivost (ORP)	
MA9020	Roztok ORP 200 – 275 mV, 230 mL

Roztoky jsou dodávány v těsně uzavíratelných 230 mL lahvích, které jsou vhodné pro laboratorní použití, nebo ve 20 mL neprůhledných sáčcích pro kalibraci na místě (např. v terénu).

