

Technická specifikace – řada LABORATORY DIGITAL laboratorní ultrazvukové vany

Model	Laboratory 0,8 Digital (DK008)	Laboratory 2 Digital (DK120HTD)	Laboratory 3 Digital (DK230HTD)	Laboratory 6 Digital (DK360HTD)	Laboratory 13 Digital (DK615HTD)	Laboratory 28 Digital (DK1030HTD)
Technické údaje						
ITEM_ID	40111_DK	40111a_DK	40112_DK	40113_DK	40115_DK	40117_DK
Vnější rozměry čističky (D×Š×V) mm	180×110×128	180×165×220	270×170×220	330×180×310	355×330×310	530×330×360
Vnitřní rozměry vany – (tanku) (D×Š×V) mm	154×88×65	150×140×100	240×140×100	300×155×150	330×300×150	495×290×200
Materiál vany	Nerezová ocel SUS 304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304
Objem vany (l)	≈0,8	≈1,8	≈3	≈6	≈13	≈28
Ultrazvuková frekvence (kHz)	40	40	40	40	40	40
Výpustný ventil	ne	ne	ne	ano	ano	ano
Časovač	1-30minut	1-99minut	1-99minut	1-99minut	1-99minut	1-99minut
Výkon ohřevu (W)	bez ohřevu	100	100	300	400	500
Regulace ohřevu	bez ohřevu	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C
Ultrazvukový výkon (Weff)	35	60	120	180	360	600
Víko + koš	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky
Napájení	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz
Ostatní	ne	ne	ne	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla
Rozměry koše	140x75x50	140x120x75	220×130×75	270×140×115	320×285×110	465×265×125

