

# SPEX D2 lampy od Cole-Parmer

Společnost SPEX se zabývá vývojem a výrobou deuteriových lamp již více než 16 let. V současné době je jejich největším dodavatelem na světě.




#### Výhody:

- OEM ekvivalentní lampy do přístrojů 90% známých výrobců
- záruka shodná s výrobcem přístrojů
- vyrobeny dle postupů ISO 9001
- velmi výhodná cena – neváhejte nás poptat!
- snadná dohledatelnost díky jedinečnému SC číslu



an antylia scientific company

#### Deuteriové lampy, s dlouhou životností, 2 000 h:

Přístroj	Ekvivalent SKU	Kat. číslo	SKU	Cena (CZK bez DPH)
Dionex / Gynkotek UVD 320 340U 340S 160 170S 170U	5053.1204	LD-GYN-100LL	11941-20	13 420,-
Dionex Ultimate DAD 3000 & 3400 Nano	6074.1110 L6999-52	LD-DIO-105LL	11941-17	12 040,-
Hitachi L & U Series (nosed)	885-3570 890-2420 890-2430 892-2550 891-2377	LD-MEH-100S	11958-11	12 930,-
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M10AVP, 20A, 20AV M20A	228-34016-02	LD-SHI-101LL	11941-26	10 030,-
Shimadzu UV series Spectrophotometer, BioSpec-mini	062-65055-05 062-65062-01 062-65063-02 200-75503-01	LD-SHI-102SLL	11941-27	8 250,-
Shimadzu LC2010	228-37401-00 / - 91	LD-SHI-103LL	11941-28	10 030,-
Waters 996, 2996 PDA	WAT052586 WAT057760	LD-WAT-104LL	11941-35	11 150,-
Waters 2487/2488/2489	WAS081142	LD-WAT-105LL	11941-36	11 150,-
Waters Acquity 2489/2998	201000281 201000186	LD-WAT-108LL	11958-00	14 940,-

Lampy s dlouhou životností (-LL na konci) podléhají záruce 2 000 h nebo životnosti 12 měsíců.  
Další lampy mají životnost 1 000 h nebo 6 měsíců.

Pokud jste nenašli svoji lampu, neváhejte se na nás obrátit: [info@hpst.cz](mailto:info@hpst.cz)

