

NABÍDKA únor-březen

Naše české webináře

Přehled HPST webinářů ze záznamu/
aktuálních na jednom místě!



SEKCE: Konference (NPI, Laborexpo, atd.)
Analýzatory..., Příprava vzorků (spotřební
materiál, drobné laboratorní vybavení)
Kapalinová chromatografie a další.

eshop.labicom.cz

▶▶▶ Horní lišta/webináře

Spotřební materiál pro PFAS analýzy

Rozmanitá skupina produktů od
úpravy vzorku, přes HPLC kolony
a rozpouštědla až po vialky a HPLC
materiál neobsahující PFAS kontami-
nanty.



NOVINKA ▶▶▶
SPE kolony PFAS WAX
se sorbentem speciálně
vyvinutým pro PFAS
analýzy



PROMO KÓD: PFAS25

25% sleva

Produkty pro úpravu vzorku

Rozmanitá nabídka produktů pro úpravu
vzorku před analýzou (SPE kolony, SPME
vlákna, QuEChERS, filtrace), včetně
manifoldů a dalšího příslušenství jako
komplexní řešení i těch nejnáročnějších
analýz pro vaši laboratoř.



NOVINKA: ▶▶▶
SPE kolony Carbon S
k odstranění pigmentů
a dalších nežádoucích
reziduí z potravinářských
vzorků při analýze
pesticidů.



PROMO KÓD: PVAT25

25% sleva

Kolony s pevným jádrem Poroshell

HPLC a UHPLC kolony s povrchově
porézními částicemi a pevným jádrem.
Téměř 20 unikátních fází a velikostí
částic 4 μm, 2.7 μm a 1.9 μm umožňuje
široký výběr selektivity od tradiční HPLC
až k UHPLC, včetně preparativních kolon.

NOVINKA ▶▶▶

Poroshell Aq-C18

Vylepšená separace polárních
i nepolárních analytů na jedné koloně.



PROMO KÓD: SHELL25

25% sleva

InfinityLab Quick change inline filtry

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími
nečistotami pocházejícími z různých
částí systému (vzorky, znečištěné mobil-
ní fáze) a používejte Agilent InfinityLab
Quick Change inline filtr, který vychytává
drobné nečistoty před vstupem do
kolony.



PROMO KÓD: Inline

30% sleva

Inovativní zásobní láhev na rozpouštědla (Purging Bottle)

Proplachovací láhev (kat.č. 5043-1339)
s více hrdly až pro 4 kanály HPLC
systému, doplněná o sadu bezpečnost-
ních uzávěrů **eliminuje riziko kontami-
nace čistých rozpouštědel na
minimum.**

kat.č. 5043-1340



PROMO KÓD: Safe30

30% sleva



NOVINKY

Velkokapacitní míchačky ▶▶▶

Instrumentace pro míchání velkých objemů s velmi odolnou, chemicky rezistentní bílou keramickou deskou, vhodná i pro viskózní kapaliny.

Model HSC-50L (kat.č. IPS7101-50-E) pro míchání objemu až 50 L s nastavením rychlosti od 50 do 1500 otáček za minutu a **model HSC-150L** (kat. č. IPS7101-150-E) pro míchání objemu až 150 L s nastavením rychlosti od 50 do 1200 otáček za minutu.



kat. č. IPS7101-50-E



PROMO KÓD: BM10

10% sleva

Vícepozicové míchačky ▶▶▶

Vícepozicové míchačky Benchmark umožňují **současné míchání a zahřívání až pro 10 x 1L vzorků**. Horní deska je z odolného a chemicky rezistentního bílého keramického povlaku, který disponuje rovnoměrnou regulací teploty až do 120 °C



kat. č. IPS7000-10-E



PROMO KÓD: BM11

10% sleva

Víceplatformová kývačka QuadRocker ▶▶▶

Víceplatformová kývačka QuadRocker BR5404-E společnosti Benchmark disponuje jedinečným stupňovitým systémem uchycení až čtyřech platform s celkovou pracovní plochou až 4 800 cm². Umožňuje nastavení rychlosti 5 – 80 rpm, naklonění 6 – 22°.



kat. č. BR5404-E



PROMO KÓD: BM12

10% sleva

Nástavce k peristaltickým pumpám Shenchen ▶▶▶

Nová generace snadno montovatelných a obsluhovatelých nástavců (hlav) k peristaltickým pumpám Shenchen – EasyPump a AMC.

Nový design, který je ještě praktičtější! Horní blok se velmi lehce zvedne, což umožňuje snadnou instalaci hadic různých průměrů a materiálů a fixaci vnitřní svorkou pomocí asistenční boční páky. Tyto nástavce se vyznačují nízkou pulzací a vysokou přesností dávkování. K dispozici jsou i nástavce umožňující použití dvou kanálů současně. Modely III, IV a VI mají možnost nastavení tlaku.



EasyPump



AMC



Chemikálie ARMAR ▶▶▶

ARMAR Isotopes, nyní součást firmy HPC, je výrobcem a distributorem **deuterovaných rozpouštědel, činidel pro NMR spektroskopii a NMR kvyet**.

V nabídce jsou látky s izotopickou čistotou 98–99,98 %D v různých baleních.



ARMAR Chemicals

